

DLAIMPLANTOLOGA®

CYFROWA IMPLANTOLOGIA 4.0 • SKANOWANIE WEWNĄTRZUSTNE • DRUK 3D • SZABLONY CHIRURGICZNE • PROETYKA CYFROWA • BIOMATERIAŁY

No. 1 Intraoral SCANNER for Dentist



Dostępny w Polsce!
Nie Czekaj , Wypróbuj Teraz
GO DIGITAL NOW!

Wybrane pakiety dla skanera PANDA

0 zł - rata LEASINGU Skanera



Pakiet PROTETYKA, SZABLONY,
ALIGNERY, narzędzia ENDO

Skaner
z frezarką **ARUM**



Frezarka 5 osiowa zawiera
najnowszy system CAM

Skaner z spektrofotometrem
RAYPLICEKR



skaner BOREA do mapowania
koloru spektrofotometrem

TOMOGRAF CBCT DENTIUM
RAIBOW



oferta specjalna zawiera pakiet
implantów i tomograf CBCT

Szkolenie z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej i stomatologicznej - implantacje z sinus liftem

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które posiadają doświadczenie związane z implantologią stomatologiczną i chcą poszerzyć swoją wiedzę o zagadnienia związane z sinus liftem. W czasie zajęć prowadzący podzieli się swoimi doświadczeniami dotyczącymi zabiegów podnoszenia dna zatoki szczękowej z zastosowaniem różnorodnych dostępnych technik i narzędzi.

Podnoszenie dna zatoki szczękowej czyli „sinus lift” dla średniozaawansowanych

Praktyczne szkolenie implantologiczne

Prowadzący:

Dr hab. n. med. Piotr MALARA
Prof. nadzw. Specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej.
MSc. implantolog
Absolwent studiów Master of Science in Oral Implantology na Uniwersytecie Goethego we Frankfurcie nad Menem, Obecnie Tutor szkolenia praktycznego i promotor prac dyplomowych na studiach Master of Science in Oral Implantology na Uniwersytecie Goethego we Frankfurcie nad Menem



Cel:

Kurs przeznaczony jest dla lekarzy posiadających już pewne doświadczenie w implantologii stomatologicznej i pragnących rozszerzyć swoje umiejętności o bezpieczne prowadzenie zabiegu chirurgicznego podniesienia dna zatoki szczękowej metodą otwartą lub zamkniętą.

Czego się nauczysz?

- Jak rozszerzyć możliwości prowadzenia leczenia implantologicznego w swojej praktyce o Pacjentów z pionowym deficytem kości w bocznych odcinkach szczęki?
- Jak zorganizować gabinet i przygotować personel pomocniczy do zabiegów chirurgicznych podniesienia dna zatoki szczękowej?
- Jak przeprowadzić prawidłową diagnostykę przedzabiegową, aby zabieg był bezpieczny i przewidywalny?
- Kiedy zakwalifikować Pacjentów do zabiegu metodą otwartą, a kiedy metodą zamkniętą?
- W jakich przypadkach kwalifikować Pacjentów do zabiegu podniesienia dna zatoki szczękowej metodą otwartą z jednoczesnym wprowadzeniem implantów?
- Jak dobrać prawidłową technikę zabiegu i odpowiednie instrumentarium?
- Jak bezpiecznie przeprowadzić postępowanie chirurgiczne właściwie prowadząc cięcie tkanek miękkich jamy ustnej, preparację kości i błony śluzowej zatoki szczękowej?
- Jak uniknąć powikłań, które mogą się wydarzyć podczas zabiegu podniesienia dna zatoki szczękowej?
- Jak radzić sobie z najczęstszymi powikłaniami pozabiegowymi?
- Jak zapewnić Pacjentowi odpowiednią opiekę pozabiegową, aby polecał właśnie Ciebie kolejnym Pacjentom?

Program:

Część teoretyczna:

- Anatomia chirurgiczna i radiologiczna zatok szczękowych.
- Badanie kliniczne, badania dodatkowe oraz analiza wyników badań radiologicznych przed kwalifikacją Pacjenta do zabiegu podniesienia dna zatoki szczękowej. Właściwe prowadzenie dokumentacji medycznej.
- Wskazania i przeciwwskazania do zabiegów podniesienia dna zatoki szczękowej.
- Postępowanie z tkankami miękkimi i tkanką kostną w zabiegach podniesienia dna zatoki szczękowej.
- Podniesienie dna zatoki szczękowej metodą zamkniętą - wskazania, instrumentarium i technika zabiegowa.
- Zabieg podniesienia dna zatoki szczękowej metodą otwartą - wskazania, instrumentarium i technika zabiegowa.
- Wskazania do zabiegu podniesienia dna zatoki szczękowej metodą otwartą z jednoczesnym wszczepieniem implantów zębowych.
- Materiały kośćzastępcze i błony zaporowe stosowane podczas procedur „sinus lift” metodą otwartą i zamkniętą.
- Powikłania śródzabiegowe oraz pozabiegowe w procedurach podniesienia dna zatoki szczękowej. Skuteczne metody zapobiegania powikłaniom oraz leczenia powikłań.
- Opieka pozabiegowa u Pacjentów po zabiegach podniesienia dna zatoki szczękowej

Część praktyczna - zajęcia fantomowe:

- Preparowanie płata dostępowego tkanek miękkich do podniesienia dna zatoki szczękowej metodą otwartą.
- Preparacja okna kostnego z wykorzystaniem systemu piezosurgery lub dedykowanego systemu narzędzi rotacyjnych.
- Preparacja błony śluzowej zatoki szczękowej.
- Złożenie błon zaporowych oraz wprowadzenie materiału kośćzastępczego w zabiegu podniesienia dna zatoki szczękowej metodą otwartą.
- Podniesienie dna zatoki szczękowej metodą zamkniętą z wykorzystaniem dedykowanych systemów narzędzi rotacyjnych i osteotomów.
- Szycie chirurgiczne zapewniające szczelną adaptację i redukcję napięcia tkanek miękkich po zabiegach podniesienia dna zatoki szczękowej.

Grupa: **max. 12 osób**

Pakiet zawiera:

- **15 szt. implantów**
- **pełną kasetę chirurgiczną**
- **2 opakowania biomateriałów MedPark**

Informacje i zapisy:

Marzena Szot

693 465 184

biuro@dlaimplantologa.pl

www.dlaimplantologa.pl

DASK

- Prosty i łatwy dostęp do jamy zatoki szczękowej
- Szerokie odstąpienie ścian kostnych za pomocą specjalnych instrumentów
- Zawiera wiertła wyposażone w stopery, wiertła do znoszenia ściany bocznej oraz narzędzia do unoszenia membrany

Zestaw DASK

DENTIUM ADVANCED SINUS KIT (DASK)


Zestaw narzędzi do podnoszenia dna zatoki



ZESTAW OSTEOTOMÓW

Zestaw narzędzi do podnoszenia dna zatoki
Dostępne dwie wersje
CONCAVE i CONVEX

Zestaw OSTEOTOMY



DENTIUM BUR SINUS SET

Zestaw wiertel do podnoszenia dna zatoki

Zestaw BUR SET



SZABLONY CHIRURGICZNE


Profesjonalne rozwiązania dla gabinetu, kliniki, pracowni protetycznej.
Zapytaj o dedykowane rozwiązanie.



Zestaw IMPLANT GUIDE




Sprawdź nasze rozwiązania - zadzwoń
tel. 507 000 470



★★★★★ ŁATWOŚĆ PROJEKTOWANIA
★★★★☆ DOKŁADNOŚĆ ZABIEGU



★★★★★ ŁATWOŚĆ PROJEKTOWANIA
★★★★☆ DOKŁADNOŚĆ ZABIEGU




★★★★★ ŁATWOŚĆ PROJEKTOWANIA
★★★★★ DOKŁADNOŚĆ ZABIEGU



MedPark
Your Reliable Partner

S1
NEW BONE
NEW LIFE

GUIDED SURGERY SOLUTIONS



Sprawdzone rozwiązania w regeneracji kości **MedPark**

- Biomateriał pochodzenie wołowego
- Biomateriał pochodzenie wieprzowego
- Resorbowalna membrana kolagenowa
- Wołowe minerały kostne



PROMOCJA 2+1

DLACZEGO WYBIERAM MEMBRANĘ COLLA-D

Membrany kolagenowa Colla-D posiada strukturę ze skrzyżowanych włókien kolagenowych, pozwalającą na uzyskanie wysokiej wytrzymałości mechanicznej. Długi czas resorpcji zapobiega zanikaniu augmentowanego biomateriału. Działa stymulującą na gojenie. Wysoka odporność mechaniczna i możliwość kształtowania po namoczeniu solą fizjologiczną lub krwią, bardzo łatwa aplikacja



PROMOCJA 2+1



PROMOCJA 2+1

DLACZEGO WYBIERAM BIOMATERIAŁ MedPark S1

- Doskonałe przyleganie i układanie
- Duża objętość przy małej wadze materiału
- Utrzymanie przestrzeni
- Doskonała osteokondukcja
- Łatwy w kształtowaniu
- Różnorodne zastosowanie
- Duża powierzchnia właściwa (wysoka porowatość)
- Bardzo powolna resorpcja w procesie naturalnej przebudowy kości
- Doskonała cena w porównaniu do objętości



ARGEN®



POZNAJ ŚWIAT ARGEN

Innowacyjne produkty i usługi,
które pomogą Twojemu Laboratorium
dentystycznemu odnieść sukces.

Wielowarstwowe krążki cyrkonowe Argen HT+ ML oferują niezrównaną wytrzymałość i dokładność odcieni, które odzwierciedlają naturalny gradient zębiny i szkliwa bez linii warstw.

Wielowarstwowe dyski **ArgenZ HT+ Multilayer** są produkowane w USA, prasowane izostatycznie i dopuszczone przez FDA.

- 45% przezierność
- 1250 MPa wytrzymałość
- Dostępny w 16 odcieniach VITA Classical + 3 odcieniach bieli

ArgenZ ST Multilayer

- 50 % przezierność
- 850 MPa wytrzymałość
- Dostępny w 16 odcieniach VITA Classical + 3 odcieniach bieli



RAYPLICKER HANDY

jest innowacyjnym urządzeniem, które spełnia aktualne wymagania stomatologii estetycznej. Ten przenośny spektrofotometr oferuje szybkie, niezawodne, ergonomiczne i kompletne rozwiązanie pod klucz dla perfekcyjnej i identyfikowalnej produkcji prac protetycznych.



Zestaw **RAYPLICKER**



EduCAM i ProCAM

Niezastąpione gdy chcesz zarejestrować VIDEO z przebiegu zabiegu w prosty sposób. Idealne do zdalnych konsultacji, prezentacji przypadków również w mediach społecznościowych. Oferujemy pełne wsparcie techniczne, szkolenia i prezentacje w gabinecie.

futudent



Filmowanie zabiegów praktyczne ćwiczenia z użyciem kamer FUTUDENT

W czasie warsztatów uczestnicy będą mieli możliwość pracy z różnymi obiektywami, w różnorodnych warunkach oświetleniowych. Zaprezentowana zostanie praca z kamerą zamocowaną na lampie operacyjnej oraz na uchwycie lupy lekarza. Porównamy również wpływ rodzaju kamery na rezultat w postaci otrzymywanego obrazu. Kurs zakończy prezentacja edycji zapisanych filmów.

Koszt udziału: 250 zł

Szkolenie praktyczne z zakresu implantologii praktyka bezpośrednio w gabinecie stomatologicznym

Szkolenie oparte jest na indywidualnym przeprowadzaniu zabiegów implantologicznych w warunkach gabinetu stomatologicznego pod bezpośrednim nadzorem lekarza prowadzącego. Szkoleni towarzyszy omówienie przypadków i dyskusja. Jest to idealne szkolenie dla osób chcących poszerzyć swoje umiejętności z zakresu implantologii. Szczególnie polecamy je w przypadku potrzeby zdobycia doświadczenia pod okiem lekarza prowadzącego.

Chciałbyś umieszczać implanty? Z nami to prostsze niż myślisz

Praktyczne szkolenie implantologiczne w Zakopanem

Prowadzący:

lek. stom. Jakub Jasiński

Cel:

Przygotowanie do przeprowadzania samodzielnych zabiegów implantologicznych dla lekarzy nieposiadających doświadczenia w zakresie implantologii

Program:

- Kwalifikacja pacjenta, wskazania i przeciwwskazania do leczenia implantologicznego
- Badanie, wywiad, diagnostyka RTG/CBCT - ćwiczenia praktyczne z oceny OPG
- Dokumentacja medyczna, komunikacja z pacjentem, zgody na zabieg
- Organizacja gabinetu do zabiegu implantologicznego
- Zabiegi przygotowujące pacjenta do implantacji, znieczulenie
- Omówienie systemów implantologicznych i biomechaniki implantów
- Zjawisko osteointegracji - mechanizm, pierwotna i wtórna stabilizacja implantu
- Omówienie głównych elementów instrumentarium implantologicznego Dentium
- Metody bezpłatowe i płatowe - rodzaje i techniki odwarstwiania płatów śluzówkowo-okostnowych
- Podstawy implantoprotezy z uwzględnieniem systemu stabilizacji protez overdenture
- Zajęcia praktyczne - samodzielne umieszczenie 4 implantów u pacjentów

Ukończenie kursu

jest potwierdzone certyfikatem

Mała grupa: **max. 3 osoby**

Miejsce: **Klinika Tatra Med - Zakopane**

Informacje i zapisy:

Marzena Szot **693 465 184**

Pakiet zawiera:

- 20 szt. implantów
- pełną kasetę chirurgiczną
- 2 opakowania biomateriałów MedPark
- 2 łączniki indywidualne wraz z koronami cyrkonowymi

biuro@dlaimplantologa.pl

www.dlaimplantologa.pl

Absolwent Wydziału Lekarskiego, kierunku lekarsko-dentystycznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Chirurg stomatolog, certyfikowany lekarz implantolog.

Członek Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego (PSI), International Congress of Oral Implantologists (ICOI), Deutsche Gesellschaft für Orale Implantologie (DGOI), Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej (OSIS), Polskiego Towarzystwa Stomatologii Laserowej (PTSL). Autoryzowany implantolog systemów Dentium, Astra Tech Detsply.

Swoją wiedzę systematycznie poszerza, uczestnicząc w licznych krajowych oraz zagranicznych sympozjach, kursach i szkoleniach podyplomowych z zakresu implantologii, implantoprotezy i chirurgii regeneracyjnej tkanek twardych i miękkich w obrębie jamy ustnej. Absolwent dwuletniego autorskiego podyplomowego programu Periodonologiczno - Implantologicznego profesora Markusa Hurzelera. Absolwent podyplomowego programu z zakresu Implantoprotezy (Implant Prosthodontic Program MPI-UNC) odbywającego się w Śródziemnomorskim Instytucie Protezy w Castellon - Hiszpania oraz na Uniwersytecie Północnej Karoliny, Chapel Hill, USA.

Dr Jakub Jasiński

Ponad 10 lat doświadczenia w pracy klinicznej systemami implantologicznymi

Dentium. Od 11 lat pasjonuje się i wykorzystuje w leczeniu pacjentów fibryny bogate w czynniki wzrostu (PRF), prowadząc obecnie badania kliniczne na temat wpływu fibryny bogatołytkowej na procesy regeneracyjne kości wyrostka zębodołowego po ekstrakcji zęba. W codziennej praktyce specjalizuje się w trudnych rekonstrukcjach kości wyrostka zębodołowego, lubując się szczególnie w przeszczepach bloków kości autogennej.

Współwłaściciel Tatrzańskiego Centrum Stomatologii Estetycznej i Implantologii w Zakopanem, pracownik Poradni Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej w Tarnowie.



Dentium

For Dentists By Dentists

Implanty Dentium z powodzeniem stosowane są w Polsce od 2005 roku.

Możemy pochwalić się długoletnimi badaniami potwierdzającymi przewidywalne zachowanie kości brzeżnej oraz w pełni satysfakcjonującymi efektami estetycznymi.


System zapewnia szeroki wybór rozmiarów i kształtów, od największych

- jednoczęściowych śr. 2mm – **Slim Line**
- dwuczęściowych do wąskich wyrostków – **NR Line**
- po implanty najczęściej stosowane – **Super Line**

NR Line

Wąskie ale mocne

- Korpus Ø 3.1 jest bardzo przydatny dla wąskiego wyrostka
- Wydłużona konstrukcja gwintu
- Mocne i stabilne połączenie
- 10° stożkowy i kwadratowy kształt połączenia pomiędzy interfejsem implantu i łącznikiem zapewnia szczelne połączenie



SuperLine

Sprawdzone klinicznie

- Konikalne połączenie pomiędzy implantem a nadbudową protetyczną.
- Powierzchnia S.L.A. przyspieszająca formowanie się kości na powierzchni implantu.
- Podwójny punkt podparcia łącznika w implancie, zapewniający doskonałą szczelność połączenia.
- Jedna platforma protetyczna na wszystkich średnicach implantów od 3,6 – 7,0 mm.
- Dożywotna gwarancja na implant.
- Pakiety szkoleniowe przy zakupie implantów.
- Kompleksowe rozwiązania CAD/CAM - Cerec®, 3Shape®, Exocad®.
- Tworzenie szablonów chirurgicznych.
- Łączniki indywidualne w cenie tradycyjnych komponentów.
- Konkurencyjne warunki współpracy.



SlimLine

One Body Design

- Powierzchnia S.L.A. umożliwia natychmiastowe lub wczesne obciążenie
- Mini kulka (Ø1.8) i metalowa nasadka ułatwiają wykonanie protezy
- Szeroki zakres wyboru opcji protetycznych



Geo

SCANBODY GEOMEDI

Biokompatybilny tytan (Ti-6Al-4V ELI) firmy CARPENTER) gwarantuje trwałość i możliwość wielokrotnego użycia.

Specjalna powłoka pozwala na skanowanie bez konieczności stosowania sprayu skanującego. Markery dostarczone w dwóch różnych rozmiarach. Krótki (7.5mm) / Długi (11.5mm).

Dostępne do wielu systemów implantologicznych.



PREMILE GEOMEDI

Precyzyjne połączenie z implantem.

Dostępne średnice 10 i 14 mm Laserowe oznaczenie Geo i kod systemu implantów Dostarczane z dwoma różnymi śrubami (TiN coating & Titanium).

ŚRUBY, ANALOGI

Wszystkie komponenty są produkowane z największą precyzją.





Surgic Touch Woodpecker

Piezochirurgia ULTRASURGERY

Nowoczesne, zaawansowane technologicznie urządzenie wykorzystujące wysoką częstotliwość drgań ultradźwiękowych do bezpiecznej i skutecznej pracy. Drgania generowane przez Surgic Touch pozwalają na dokładne i precyzyjne cięcie tkanek twardych bez ewentualnego zagrożenia uszkodzenia tkanek miękkich



Implanter Woodpecker

Fizjodispenser implantologiczny

Unit chirurgiczny Implanter jest wyposażony w końcówkę implantologiczną, umożliwiającą przygotowanie łoża do umieszczenia implantu. Duży i czytelny ekran dotykowy znacznie ułatwia obsługę aparatu i daje idealną wizualizację wstępnie ustawionych wartości



Laser LX16 Plus Woodpecker

Blue Laser

3 długości fali

450 nm

650 nm

975 nm

Chirurgia tkanek miękkich, endodoncja, periodontologia, peri-implantitis, wybielanie, terapia niskiej mocy



PTA - Woodpecker

Bezbólowy skaler ultradźwiękowy z piaskarką

Usuwanie kamienia, czyszczenie i płukanie kanałów korzeniowych, wsteczne leczenie kanałów, kondensacja gutaperki, opracowywanie ubytku, wkłady korzeniowe, skaling nad i poddziąstwy, leczenie przyzębia, usuwanie płytki nazębnej, przygotowanie powierzchni przed klejeniem zamków, cementowaniem wkładów, koron i licówek



Elektrochirurgia RF

Nóż elektrochirurgiczny z funkcją koagulacji


Nóż elektrokoagulacyjny jest szybki, dokładny i bezpieczny. Wysokiej częstotliwości generator zapewnia najwyższą wydajność. W trybie koagulacji odpowiednia wydajność prądu na polu operacyjnym oraz kontrolowane rozproszenie ciepła zapewniają żądaną hemostazę bez uszkodzenia okolicznych tkanek. Uchwyt elektrody- sterylizowalny w autoklawie w temperaturze 134° C



RS (Ridge Spreader Kit)


Zestaw narzędzi do rozszczepiania wyrostka zębodołowego

- Pozwala przygotować obszar implantacji rozszczepiając kość wyrostka
- Możliwość przygotowania miejsca implantacji bez wiercenia
- Zestaw do rozszczepiania posiada 3 rozmiary spreader-ów, umożliwia implantację do średnicy implantu Dantium Ø4.5
- Wygodna operacja dzięki kompatybilności
- Prosty zestaw komponentów




Zestaw Sinus Lift

Zestaw narzędzi do podnoszenia dna zatoki szczękowo-twarzowej





Implant Guide Kit

Zestaw narzędzi do planowania i praktycznego umieszczania implantów, do planowania bezpośrednio w ustach pacjenta



Dentium Planning Kit

Zestaw narzędzi do planowania odbudów protetycznych na modelu




Dentium Help Kit

Zestaw narzędzi do usuwania złamanych elementów odbudowy protetycznej (łączników, śrub) oraz powtórnego gwintowania gniazda łącznika w implancie



Stopper Kit

Zestaw stoperów przygotowanych jako uzupełnienie zestawu narzędzi podstawowych




Dentium Implant Kit

Zestaw narzędzi do umieszczania implantów Dentium

Zestaw Dril Kit

Zestaw wiertel z kołnierzem do umieszczania implantów Dentium



Bone Profiler

Zestaw narzędzi do kształtowania wyrostka zębodołowego w celu przygotowania do implantacji



Dentium Prothetic Kit

Zestaw narzędzi do prac
protetycznych wyposażony
w klucz dynamometryczny



Kerator New York jest dwuczęściowym rozwiązaniem implantologicznym. Systemy jest idealnym nowoczesnym rozwiązaniem implantologicznym dla uzupełnień typu overdenture mocowanym na implantach, dla pacjentów z całkowitym lub częściowym bezzębiem, którzy borykają się z ograniczeniami anatomicznymi, nie chcą lub nie mogą znieść inwazyjnego zabiegu implantacji, rezygnują z przeszczepu kości. Samocentrująca konstrukcja zatrzasku KERATOR New York pozwala na jego łatwe zakładanie i zdejmowanie przez pacjentów. Cechą wyróżniającą ten łącznik jest opatentowana technologia obrotowa i uchylna, która zwiększa jego elastyczność i tolerancję na duże siły żucia, jakie musi wytrzymać łącznik. Usprawnione działanie prowadzi do zmniejszenia liczby problemów, zwiększenia wydajności i długotrwałej satysfakcji pacjentów.



RITON D150 drukarka SLM



Drukarka SLM idealna do zastosowań w stomatologii
Wysoka moc lasera - 300W

W skład zestawu wchodzi

Oprogramowanie Magics z modułem generowania podpór
Wyposażenie pomocnicze (stacja mieszania proszku, przesiewacz, piec do wygrzewania, komputer sterujący, monitor)
materiały startowe i narzędzia, dostawa, instalacja systemu, szkolenie z obsługi, **24 miesięczna gwarancja na cały system.**



ARUM 5x200

Pozwala frezować różne elementy, takie jak **Implant Bar Bridge, Screw-retain Bridge i Partial Framework**, używając różnych materiałów, takich jak **TYTAN, Co-Cr i Ni-Cr** itp.


W oparciu o szerokie możliwości frezowania metali i rozległą wiedzę zgromadzoną od wielu lat doskonałość naszego produktu została potwierdzona na rynku światowym.

Urządzenia do frezowania Premium ARUM o doskonałych możliwościach obróbki i dokładności.





**Oferta elementów protetycznych
dopasowanych do koncepcji
DIGITAL DENTISTRY
Scanbody, Analogi cyfrowe,
Łączniki indywidualne**



Digital Analog



Tru Scan Post Kit



Rozwiązanie
dla systemu CEREC



**Indywidualne elementy
Overdenture**



**Indywidualne elementy
MultiUnit**



Components



DLAIMPLANTOLOGA.PL

ul. Grzybowska 80/82
00-844 Warszawa
biuro@dlaimplantologa.pl

tel.: 22 313 08 80
kom. 507 000 470
507 000 450